



Crea tu Mundo con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación



Tonos de Blanqueamiento

Sets de Blanqueamiento:

- GC Initial MC
- GC Initial Ti
- GC Initial LF
- GC Initial Zr



initial

GC Initial

El sistema cerámico GC Initial es una línea de seis cerámicas especializadas con las cuales se pueden crear restauraciones libres de metal o metal-cerámicas usando cualquier proceso de fabricación y sobre cualquier estructura de trabajo.

Para extender nuestro exclusivo sistema de colores armónicos creamos los tonos de blanqueamiento GC Initial que permiten igualar inclusive los tonos más claros de dientes sin importar el tipo de restauración utilizada.



GC
GC AMERICA INC.

info@gclatinamerica.com

www.gclatinamerica.com



GC Initial Tonos de Blanqueamiento

Como usar Tonos de Blanqueamiento de GC Initial

El esmalte natural reacciona individualmente de manera diferente a las terapias de blanqueamiento. Es necesario un seguimiento de seis semanas para asegurar la blancura deseada. Cada color ha sido específicamente desarrollado para integrarse al completo sistema de Initial (ver cuadro). Debe tenerse en cuenta que cuando se realiza una restauración utilizando dentina opaca y el opacador blanco se deben aplicar en capas delgadas con el propósito de igualar el tono natural del diente.

Un Sistema Modular

Los tonos de blanqueamiento de GC Initial son parte de un sistema modular y están disponibles en set individuales. Cada set tiene diferentes componentes que combinados ofrecen la posibilidad a una ilimitada gama de restauraciones.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial Zr
Modificador de Estructura Opaco	<p>OM-1 Polvo Opaco Enmascara cofias metálicas. Puede usarse puro o combinado con opacadores estandar.</p>	<p>BL-FM Modificador de Estructura de zirconio. Base para materiales estructurados en óxido de zirconio. Es muy fluorescente y fácil de húmedecer.</p>
Dentina	<p>BLD – 1 Dentina de blanqueamiento clara (tono más blanco que el de la dentina Vita Classical A1)</p>	
	<p>BLD – 2 Dentina de blanqueamiento blanca (tono más blanco que el de la dentina Vita* Classical B1)</p>	
	<p>BLD – 3 Dentina de blanqueamiento extra blanco (tono extremadamente blanco)</p>	
	<p>FD-91 Dentina blanca de alta fluorescencia opaca que cubre las refracciones de la luz desde las capas internas Apropiada para estructuras Mamelon blanco brillante</p>	
Esmalte	<p>BL-E Tonos de esmalte Estandar con base semiblanca y semitraslúcida</p>	
	<p>EOP-1 Tono de esmalte muy brillante opalescente con un leve efecto de blanco frío Efectos de color eficaces en terapias de blanqueamiento repetitivas muy fuertes</p>	
Líquidos	<p>Líquido de Modelado 2 x 25 ml</p>	
	<p>Líquido de opaco 1 x 25ml</p>	
<p>Cuatro coloraciones individualizadas, Dentina de blanqueamiento, BL-E, EOP-1, FD-91 pueden ser mezcladas con todos los polvos del correspondiente surtido de GC Initial. Estos están disponibles en todos los sistemas cerámicos de GC Initial y están en la conveniente presentación de envases reusable o como parte de un set modular</p>		
ODM1	Dentina Opaca Blanca	
EOP-2	Esmalte Opal Blanquecino	
EOP-3	Esmalte Opal Azulado Claro	
EOP-4	Esmalte Opal Gris Claro	
EO-15/16	Esmalte Opaco Blanco Amarillento	
TO	Cerámica Traslúcida Opalescente	
CLF	Cerámica Traslúcida Fluorescente	
ST-30	Material de Hombro Traslúcido Blanco	
SO-37	Material de Hombro Opaco Blanco	
<p>Todos los tonos de blanqueamiento están disponibles en envases de 20g</p>		

*Vita es marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.