



En Situaciones muy Duras la Solución es COE-SOFT™



"Estoy tan agradecido por COE-SOFT™. Me ha ayudado de tantas maneras - desde dentaduras duras con pobre ajuste hasta casos con dolor post-cirugía, COE-SOFT™ soluciona muchas de mis situaciones duras y difíciles."



Fácil de Usar



Fácil de Mezclar



Fácil de Aplicar



Fácil de Terminar

COE-SOFT™

COE-SOFT™ es un rebase resiliente, de curado en frío utilizado cuando el paciente necesita un rebase temporario suave y blando en dentaduras superiores o inferiores. COE-SOFT™ no produce sensación de ardor o calor - sin reacción exotérmica. En otras palabras, COE-SOFT™ definitivamente provee perfecto asentamiento de la dentadura y alivio de irritación tisular. Tampoco tiene olor o sabor desagradable. COE-SOFT™ polimeriza en boca o fuera de ella en aproximadamente 15 minutos. COE-SOFT™ se mezcla en tan solo 30 segundos para una fácil aplicación sobre la dentadura. El promedio de duración del rebase es de 3 a 6 meses.

- Confort Garantizado
- Rebase de Curado en Frío
- Sin Reacción Exotérmica
- Sin Sabor ni Olor Desagradable
- Muy Suave y Resiliente
- Fácil de Usar y Económico



1. Rebajar la prótesis y dejar área a rebasar áspera



2. Lavar a fondo la dentadura , se una de resina en la pincel



3. Secar a fondo la dentadura



4. Componentes de COE-SOFT™



5. Para evitar adhesión use aceite mineral o COE-LUBRICANT mineral



6. Dispensar 8ml de líquido



7. Dispensar 11g de polvo



8. Verter el líquido en el vaso de mezcla



9. Lentamente verter el polvo al líquido



10. Mezclar y lentamente agregar el polvo restante



11. Mover la mezcla uniformemente por 30 segundos



12. Aplicar COE-SOFT™ a la dentadura



13. Usar espátula para guiar al material



14. Usar espátula para comenzar a esparcir el material



15. Esparcir el material uniformemente



16. Cubrir todas las áreas a rebasar



17. Incluir los bordes periféricos



18. Colocar dentadura



19. Pedir que ocluya suavemente (modelo solo como ilustración)



20. Que mueva sus mejillas y labios (modelo solo como ilustración)



21. Una vez terminada la polimerización



22. Recortar excesos con instrumento afilado



23. Llevar nuevamente a boca, ocluya firmemente por 5 minutos



24. Dentadura recortada



25. Lavar y secar



26. Retirar excesos con un bisturí caliente



27. Alisar bordes con espátula caliente



28. Lavar y secar



29. Rebase terminado (modelo solo como ilustración)



30. Dentadura total rebasada

COE-SOFT™ Paquete Profesional
344001 Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz de líquido, y accesorios.
344094 COE Lubricante 5/8oz

COE-SOFT™ Polvo
344002 Bote 6 oz
344004 Bote de 5 lbs

COE-SOFT™ Líquido
344091 Bote 6oz
344092 Bote de 1 cuarto (32 oz)

344008 COE SOFT™ 40-6oz Powder export pack
344096 COE SOFT™ 20-6Oz Liquid Export Pack