

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPE SILICONE FOR CHECKING FIT AND OCCLUSAL CONTACT
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- Crown: margin, proximal surface, occlusal surface
- Precast post: fit of post
- Inlay: margin, proximal surface
- Denture: mucosal surface
- To check occlusal contact

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION

When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED BLUE, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials, polysulfide impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylics, glycerol and spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into dispenser. Lift the cartridge holder or dispenser and load cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
- Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages into the cartridge.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the material should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
- To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

- Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seal it in the mouth. Working time is 1 minute from start of mix at 23°C (73.4°F) Hold in position for 1 minute until the material is set.
- Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED BLUE to assess the fit of the prosthesis. A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin or thick, it should be corrected using standard techniques.
- After assessment, remove the material and clean the prosthesis.

Note:

- Do not use FIT CHECKER ADVANCED BLUE on surfaces relined with silicone based soft relining material, as it would be difficult to remove.
- FIT CHECKER ADVANCED BLUE is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.
- Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED BLUE.
- FIT CHECKER ADVANCED BLUE has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.
- Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

OCCLUSAL CONTACT

- Apply the mixture on the occlusal surface and let the patient slowly occlude. Hold in position for 1 minute until the material is set.
 - After FIT CHECKER ADVANCED BLUE has set, remove the prosthesis from the mouth and assess the occlusal contacts.
 - Rinse the impression under running tap water and disinfect with an appropriate disinfectant.
- Note:**
- Block out the undercut using wax materials when taking occlusal registration of patients with orthodontic appliances.
 - When taking the occlusal registration on a model, apply a thin layer of petroleum jelly on the model or prosthesis before applying FIT CHECKER ADVANCED BLUE.

COLOR

BLUE

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

FIT CHECKER ADVANCED BLUE
Two cartridge package: Cartridge 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Do not mix FIT CHECKER ADVANCED BLUE with components of any other products.
- Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.
- In case of contact with skin, remove the material after setting. If removed before setting, the material may stain your skin.
- Take care to avoid ingestion of the material.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gc-europe.com>
or For The Americas
<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised 02/2016



MANUFACTURED BY
GC CORPORATION

7-6 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.

3707 North River Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION

7-6 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.

Researchpark Haarzuilse-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,

B-3000 Leuven, Belgium TEL: +32 16 41 10 00

GC AMERICA INC.

3707 North River Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.

TEL: +1 708 597-0900

GC ASIA-SOUTH DENTAL PTE. LTD.

11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528279

TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.

1753 Botany Rd, Bankstown, NSW 2019, Australia

TEL: +61 2 9316 4499

PRINTED IN JAPAN

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPE SILIKON ZUR KONTROLLE DER PASSGENAUIGKEIT UND
OKKLUSALER KONTAKTE

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die angegebenen Indikationen zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Kontrolle der Passgenauigkeit von
 - *Kronen: marginale, approximale und occlusale Flächen
 - *Stiften: Paßgenauigkeit des Stifts
 - *Inlays: marginale, approximale Flächen
 - *Prothesen: Schleimhaut
- Die Überprüfung der Bisssituation

Kontraindikationen

In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilisatoren auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entnahme von FIT CHECKER ADVANCED BLUE sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindefähigkeit verlangsamen oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikon-Abformmaterialien, Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylate, Glycerin und oberflächliche Anästhetika in Spray- oder Salbenform (z.B. Lidocain).

VERARBEITUNGSANLEITUNG

LADE UND ANWENDUNG DES DISPENSERS

- Den Hebel am GC Cartridge Dispenser II anheben und den Kolben ganz zurück schieben. Den Kartuschenhalter geöffnet lassen und die Kartusche einlegen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die V-förmige Einkerbung am Ende der Kartusche nach unten zeigt. Jetzt wird der Kartuschenhalter wieder nach unten gedrückt, um die Kartusche fest im Dispenser zu verankern.
- Den Dispenserkolben soweit nach vorne zur Kartusche schieben, wie es geht.
- Die Kappe mit einer Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn von der Kartusche schrauben und komplett abheben. Jetzt vorsichtig auf den Dispenser drücken, bis aus beiden Öffnungen der Kartusche ein wenig Material austrifft. Es sollte sich jeweils eine V-förmige Einkerbung hat, an der Stelle der Einkerbung der Kartusche auf diese aufdrücken. Dies geschieht mit einer Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn. Nun sind alle Vorbereitungen zur Verwendung abgeschlossen.
- Nun muss der Hebel der Kartusche mehrfach zusammengedrückt werden, um das Material aus dem Mixing Tip auszudrücken. Nach der Verwendung belassen Sie einfach den MIXING TIP II auf der Kartusche als Verschlusskappe bis zum nächsten Gebrauch. Zur Abnahme des MIXING TIP II diesen einfach entgegen des Uhrzeigersinns abdrücken.
- Bei der nächsten Verwendung sollte der alte Mixing Tip von der Kartusche abgedreht werden und ein wenig Material aus der Kartusche gepresst werden, um sicherzugehen, dass aus beiden Öffnungen der Kartusche gleich viel Material kommt. Wenn nicht genug Material aus der Kartusche herauskommt, entfernen Sie eventuell fest gewordene Reste von den Öffnungen.
- Um die Kartusche aus dem Dispenser zu nehmen, muss der Dispenserkolben wieder ganz zurück geschoben werden. Dann kann die Kartusche, nachdem der Kartuschenhalter nach oben geklappt worden ist, entnommen und eine neue Kartusche eingelegt werden.

PASSGENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

- Die Mischung auf die prothetische Arbeit geben und sie in den Mund einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute von Mischbeginn bei 23°C (73.4°F). Diese Position für 1 Minute halten bis das Material abgebunden ist.
- Entnahme der prothetischen Arbeit mit einem geeigneten Instrument. Die Schichtstärke von FIT CHECKER ADVANCED BLUE überprüfen, um die Passgenauigkeit zu beurteilen. Eine gute Passung zeigt sich bei einer einheitlichen dünnen Schichtstärke des Materials. Sind Bereiche extrem dünn oder dick müssen diese in bekannter Technik korrigiert werden.
- Entfernen Sie das Material nach der Beurteilung und reinigen Sie die prothetische Arbeit.
- Merke:
 - Verwenden Sie nicht FIT CHECKER ADVANCED BLUE auf Oberflächen die mit silikonbasierten weichen Unterfüllungsmaterialien ergänzt wurden, da das Entfernen schwierig wird.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE ist ein hochflüssiges Material. Bitte achten Sie darauf, dass das Material nicht in den Rachen des Patienten läuft.
 - Vermeiden Sie Trockenheit auf Zähnen und Schleimhaut wenn Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE aufrufen.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE hat einzigartige chemische Eigenschaften, die eine schnelle Abbindung im Mund als außerhalb erzeugen. Daher sollte die Abbindegeschwindigkeit des Mundes überprüft werden.
 - Höhere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit, während geringe Temperaturen diese verlängern.

OKKLUSALE REGISTRIERUNG

- Tragen Sie die Mischung auf die okklusalen Bereiche auf und lassen Sie den Patienten langsam zubeißen. Halten Sie diese Position für 1 Minute bis das Material abgebunden ist.
- Nach dem Abbinden können Sie das Material aus dem Mund entfernen und die Okklusionskontakte beurteilen.
- Spülen Sie den Abdruck unter fließendem Wasser und desinfizieren Sie ihn mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.
- Blocken Sie den Unterschnitt mit Wachmaterialien aus wenn Sie okklusale Registrierungen bei Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen anwenden.
- Wenn Sie eine okklusale Registrierung auf einem Modell herstellen wollen, tragen Sie eine dünne Schicht Vaseline auf das Modell oder die prothetische Arbeit auf, bevor Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE aufrufen.

HANDELSSFORMEN

Doppelkartuschenpackung : Kartusche 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II SS x 3

ACHTUNG

- Bei Kontakt mit Schleimhaut oder der Haut, entfernen und mit Wasser ausspülen.
- Bei Kontakt mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Mischen Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE nicht mit Komponenten anderer Produkte.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidungsstücken, da das entfernen schwierig ist.
- Bei Kontakt mit der Haut entfernen Sie das Material erst nach der Abbindung. Wenn Sie das Material vor dem Aushärten entfernen, kann es zu Verätzungen der Haut kommen.
- Das Verbergen des Materials ist zu vermeiden.
- Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

<http://www.gc-europe.com>
or For The Americas
<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

REINIGUNG UND DESINFIEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Letzte Aktualisierung 02/2016

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

SILICONE VPE POUR VÉRIFICATION DE L'AJUSTAGE ET DES
CONTACTS OCCLUSIFS

Utilisation uniquement par un professionnel de l'Art dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS

- Pour vérifier l'ajustage des:
 - *Corones : margin, proximal surface, surface occlusale
 - *Stiffens : Paßgenauigkeit des Stifts
 - *Inlays : margin, surface proximale
 - *Prothèses : Schleimhaut
- Pour vérifier l'enregistrement occlusal

CONTRE INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l'utiliser et consulter un médecin.

PRECAUTIONS

Lors de l'extraction d'FIT CHECKER ADVANCED BLUE, prenez soin d'éviter tout mélange ou contact avec les matériaux suivants car ils pourraient différer ou altérer la prise: catalyseur des matériaux d'emprise par condensation, matériaux d'emprise polysulfides, matériau à base d'eugenol, sulfure, latex, huile, acrylates, glycerol et anesthésiant de surface en spray ou crème type (ex: lidocaïne).

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT ET DISTRIBUTION DE LA CARTOUCHE

- Soulever le levier de la cartouche et poussez le piston du CARTRIDGE DISPENSER II (appelé pistolet Distributeur ci-après) complètement vers l'arrière. Placez la cartouche dans le distributeur et

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPE SILICONE VOOR HET CONTROLEEREN VAN DE PASVORM EN HET OCCLUSALE CONTACT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassing door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

- Voor het controleren van de pasvorm van
 - *Kronen : randen, approximale en occlusale vlakken.
 - *Gegeven kappen : pasvorm kap.
 - *Inlays : randen, approximale vlakken.
 - *Prothesen : mucosale vlakken.
- Om de occlusale registratie te controleren.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSAATREGELEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED BLUE moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlettend worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor afdrukmaterialen van condensatiesilicone, afdrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdovingsmiddelen in sputibus- of zalfvorm (bijv. lidocaïne).

GEbruiksaanwijzing

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druw de ontgrendelhendel van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjer volledig terug. Klap de borgklep van de cartridgehouder omhoog en laad de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.

2. Druw de ontgrendelhendel omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuiten. Controleer of basismateriaal en katalysator er gelijkmatig uitkomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de boring van de MENGENAALD II op de V-vormige markering tussen de twee cartridgeliners. De mengnaald stevig aandraaien en de gekleurde boring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Een aantal keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt. De mengnaald wordt verwijderd door de boring van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige marking gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald iets naar beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats een nieuwje direct voor gebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk ultramoren. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhendel omhoog en trek men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog. verwijder de cartridge en plaat een nieuwje in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaat dit vervolgens in de mond. De verwerkingstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73,4°F). Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Verwijder de voorziening met een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED BLUE om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.

3. Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorziening reinigen.

Opmerking:
a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED BLUE op oppervlakken die bedekt zijn met een silicone rellining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.

b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.

c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvlees als FIT CHECKER ADVANCED BLUE wordt aangebracht.

d. Door de unieke samensetzung van FIT CHECKER ADVANCED BLUE polymeriseert het materiaal sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of het materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.

e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

BEETREGISTRATIE

1. Breng het mengsel aan op het occlusale vlak laat de patiënt langzaam ocluderen. Houd daarna gedurende 1 minuut in rust tot het materiaal is uitgehard.

2. Na uitharding, de afdruk uit de mond nemen en beoordeel de occlusale contacten.

3. Spoel de afdruk onder stromend water en desinfecteer met een geschild desinfector.

Opmerking:
a. Blok de ondersniddingen uit met was wanneer een beetregistratie wordt gedaan bij patiënten met orthodontische voorzieningen.

b. Wanneer een beetregistratie wordt genomen van een model, breng dan een dunne laag vaseline aan op het model of de voorziening alvorens FIT CHECKER ADVANCED BLUE aan te brengen.

KLEUR

BLAUW

OPSLAG

Oplag op kamertemperatuur weg van direct zonlicht (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de datum van fabricage).

VERPAKKINGEN

Verpakking met twee cartridges : Cartridge 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

WAARSCHUWING

1. In geval van contact met slijmvliezen of huid, verwijder het materiaal en was met water.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

3. Meng FIT CHECKER ADVANCED BLUE niet met componenten van andere producten.

4. Voorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.

5. In geval van contact met de huid, het materiaal verwijderen nadat het is uitgehard. Indien het wordt verwijderd alvorens het is uitgehard, kleurt het de huid.

6. Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.

7. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>
<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN: Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreiniging te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voltoedt aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 02/2016

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILIKONE TIL KONTROL AF PASFORM OG OKKLUSION

Materialet er udelukkende beregnet til tandlægebrug ved de anbefaede indikationer.

INDIKATIONER

- Voor het controleren van de pasvorm van
 - *Kronen : randen, approximale en occlusale vlakken.
 - *Gegeven kappen : pasvorm kap.
 - *Inlays : randen, approximale vlakken.
 - *Prothesen : mucosale vlakken.
- Om de occlusale registratie te controleren.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSAATREGELEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED BLUE moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlettend worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor afdrukmaterialen van condensatiesilicone, afdrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdovingsmiddelen in sputibus- of zalfvorm (bijv. lidocaïne).

GEbruiksaanwijzing

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druw de ontgrendelhendel van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjer volledig terug. Klap de borgklep van de cartridgehouder omhoog en laad de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.

2. Druw de ontgrendelhendel omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuiten. Controleer of basismateriaal en katalysator er gelijkmatig uitkomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de boring van de MENGENAALD II op de V-vormige markering tussen de twee cartridgeliners. De mengnaald stevig aandraaien en de gekleurde boring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Een aantal keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt. De mengnaald wordt verwijderd door de boring van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige marking gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald iets naar beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats een nieuwje direct voor gebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk ultramoren. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhendel omhoog en trek men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog. verwijder de cartridge en plaat een nieuwje in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaat dit vervolgens in de mond. De verwerkingstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73,4°F). Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Verwijder de voorziening met een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED BLUE om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.

3. Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorziening reinigen.

Opmerking:
a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED BLUE op oppervlakken die bedekt zijn met een silicone rellining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.

b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.

c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvlees als FIT CHECKER ADVANCED BLUE wordt aangebracht.

d. Door de unieke samensetzung van FIT CHECKER ADVANCED BLUE polymeriseert het materiaal sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of het materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.

e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

BEETREGISTRATIE

1. Breng het mengsel aan op het occlusale vlak laat de patiënt langzaam ocluderen. Houd daarna gedurende 1 minuut in rust tot het materiaal is uitgehard.

2. Na uitharding, de afdruk uit de mond nemen en beoordeel de occlusale contacten.

3. Spoel de afdruk onder stromend water en desinfecteer met een geschild desinfector.

Opmerking:
a. Blok de ondersniddingen uit met was wanneer een beetregistratie wordt gedaan bij patiënten met orthodontische voorzieningen.

b. Wanneer een beetregistratie wordt genomen van een model, breng dan een dunne laag vaseline aan op het model of de voorziening alvorens FIT CHECKER ADVANCED BLUE aan te brengen.

FARVE

BLÅ

OPBEVARING

Opbevares mørkt og i rumtemperatur (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Holdbarhed : 2 år fra produktionstid).

FORPAKNINGER

Magasinet 2 stk. magasiner 56g (48mL) x 2, Blandespider nr. II SS x 3, Blandespider nr. II S x 3

ADVARSEL

1. I tilfælde af materiale på slimbinder eller huden : Fjern materiale og skyld omhyggeligt med vand.

2. I tilfælde af materiale i øjnene : Skyld omhyggeligt med vand og sæg læge.

3. Bland ikke FIT CHECKER ADVANCED BLUE med komponenter fra andre produkter

4. Undgå at få materiale på øjet, da det er svært at fjerne

5. I tilfælde af kontakt med huden, fjernes materiale efter hærdning.

Hvis det fjernes før hærdning vil det plekke på huden.

6. Undgå at synke materiale.

7. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht. GHS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske avisninger som kan findes på:

<http://www.gceurope.com>

eller for Amerika

<http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFJEKTION