





Crea tu Mundo con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación



Initial IQ – Concepto Unificado

- GC Initial IQ - One Body MC
- GC Initial IQ - One Body Zr



GC Initial IQ

¡Los nuevos sistemas GC Initial IQ - One Body MC (presión sobre metal) y Zr (presión sobre zirconia) son feldespatos basados en cerámicas para prensar; logrando resultados de estética insuperables en forma inmediata!

La tecnología completamente nueva de lingotes premezclados junto con GC Initial IQ 3-dimensional Lustre Pastes adiciona una luz dinámica interna de inigualable vitalidad y lustrado natural. Ambos sistemas están ideados para una completa presión del contorno anatómico, aunque la técnica de recortado es también perfectamente posible. Este sistema totalmente nuevo es extremadamente fácil de aprender a usar.

GC Initial IQ satisface todas las necesidades del mercado competitivo de hoy día sin sacrificar calidad.

initial





GC Initial IQ - Concepto Unificado

Este nuevo concepto de lingotes de efecto premezclado en combinación con 3-D Lustre Pastes produce un glaseado y una vitalidad natural. Este nuevo desarrollo es estandarizado, compacto y fácil de usar. Con el empleo de este "Concepto Unificado", usted está haciendo rendir su tiempo y disfruta los beneficios de un trabajo con la más alta precisión. Con muy pocas pruebas y sin sacrificio del tiempo del paciente obtendrá mejor calidad. De manera que incorpore a GC Initial IQ en su laboratorio y maximice sus recursos actuales mientras obtiene mayores satisfacciones y beneficios rentables.



GC Initial - One Body Presión sobre Metal

Es un sistema de cerámica para presar basado en feldespatos para aleaciones convencionales de cerámica (CTE / WAK rangos entre 13.8 a 14.9)

GC Initial - One Body Presión sobre Zirconia

Es una cerámica basada en feldespato que demuestra eficiencia y soporta las tecnologías de prensado CAD / CAM.

Características Consistente Calidad de Trabajo

- Fácil de aprender y aún más fácil de usar
- Con técnicas exclusivas de premezclado de lingotes con tonos uniformes permanentemente. No tiene problemas de estabilidad de tonos evitando repetición de trabajos
- Traslúidez natural y profundidad de color solo con usar -IQ Lustre Pastes, de desarrollo reciente y 3-D con tintes cerámicos los cuales pueden ser aplicados en capas gruesas

Rentabilidad Produzca Más con lo que Tiene

Initial IQ es una "Quintaesencia Inteligente", una ingeniosa y sólida integración de materiales:

- Opacos Estándar del set de GC Initial MC
- Sólo 7 dentinas y 3 lingotes blanqueadores cubren todos los 16 tonos de la guía de tonos Vitapan* Classical

Initial IQ Lustre Pastes para usar ambos sistemas!

- El Concepto Unificado le ofrece un simplificado y condensado sistema optimizando sus resultados de encerado sin costos

GC Initial IQ - Lustre Pastes (pastas de lustrado)

Las pastas de lustrado de GC Initial IQ Lustre Pastes - 3-dimensional ceramic stains- son tintas cerámicas recientemente desarrolladas que pueden ser aplicadas sobre capas más gruesas creando así colores profundos y translúidez de gran vitalidad.

Características

- Initial IQ Lustre Pastes es compatible con la técnica de presar sobre metal y con la técnica de presar sobre zirconio.
- Las pastas de lustrado están basadas en finas partículas cerámicas permitiendo una gruesa aplicación en comparación con otras tintas.
- Su gran propiedad tixotrópica debida a la exclusiva pasta permite fáciles y exactas aplicaciones.
- Disponible en jeringas listas para usar (1 x Neutral (neutro), 4 x Body Shades (tonos de cuerpo), 7 x Enamel Effect Shades (efectos de sombra de esmalte)).

En Sólo 2 Minutos con tono Vitapan* Classical!



Trabajo de puente de presión sobre el contorno completo



Aplicación de pasta de lustrado o neutro



Aplicación de tono de cuerpo



Final de la restauración en 1 hora de cocción!