



## Con más de 90 años de calidad en productos odontológicos



### ISO Functional

ISO Functional es una resina sintética para registro muscular. Godiva de baja fusión, para remarginado del porta impresión obteniendo el recorte muscular. Brinda un excelente sellado periférico a las prótesis, proporcionando retención de recuperación ante movimientos excéntricos mandibulares realizados por el paciente.

- Para registro muscular
- Rebase
- Fluye a un 81% a la temperatura oral

#### Códigos del Producto

000043 ISO FUNCTIONAL

Contenido: 15 (120 g) Sticks