



# Dentaduras listas en menos de lo que imaginas



## Códigos del Producto

343001 COE-RECT™ Paquete Profesional  
1 bote de polvo 6 oz (170g), 1 bote líquido 6 oz (177 ml),  
bote de Líquido Reparación 18 ml, 1 bote COE Lubricante  
5.8 oz y accesorios

343002 COE-RECT™ polvo 6 oz (170g)  
3430091 COE-RECT™ líquido 6 oz (177ml)  
343001 COE-RECT™ líquido reparación (18ml)

## COE-RECT™

COE-RECT™ es un rebase duro auto curable y permanente para dentaduras, este material también le permite hacer reparaciones rápidas en el consultorio (20 minutos).

- Se mezcla en solo 30 segundos
- Curado final en el consultorio
- 10 minutos de Auto curado
- Reparaciones rápidas